

Sposób stosowania PAQ-IFU (instrukcja)		
Data aktualizacji: 29 stycznia 2008	Wersja: 1	Strona 1 z 2

P.O. Box 3286 - Logan, Utah 84323, U.S.A. - Tel. (800) 729-8350 - Fax (435) 755-0015 - www.scytek.com

Roztwór kwasu okresowego (Do barwienia PAS)

Opis: Roztwór kwasu okresowego jest składnikiem procedury Schiffa kwasu okresowego, który jest przeznaczony do stosowania w histologicznej demonstracji limfocytów i mukopolisacharydów. Wzór barwienia limfocytów jest pomocny w podejmowaniu decyzji terapeutycznych w ustalonych przypadkach białaczki limfocytowej. Reakcja PAS w skrawkach tkanek jest przydatna do wykazania mukopolisacharydów. Barwienie PAS może być również stosowane do wykazania obecności organizmów grzybowych w skrawkach tkanek.

Materiał pozytywny PAS: Magenta
Jądra: /Niebieski (Hematoksylina)

Zastosowania/ograniczenia: Wyłącznie do diagnostyki in vitro.
Zastosowania histologiczne.
Robić nie Użyć przeszłej daty wygaśnięcia.
Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z tymi odczynnikami.

Składowanie: 2-8° Celsjusza

Tkanka kontrolna: Nerka, Jelito, Wątroba

Dostępność/Zawartość:

<u>Przedmiot #</u>	<u>Głośność</u>
PAQ250	Pojemność 250 ml
PAQ500 (angielski)	Pojemność 500 ml
PAQ999 powiedział:	Pojemność 1000 ml

Wymagane, ale nie uwzględnione:

<u>Przedmiot #</u>	<u>Opis</u>
Jednolity fundusz SRF	Rozwiązanie Schiffa
HMM	Hematoksylina, choroba Mayera
BRT (Łańcuch dostaw BR	Odczynnik do niebieszczenia

Środki ostrożności: Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Może spowodować oparzenia.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Przestrzegaj wszystkich federalnych, stanowych i lokalnych przepisów dotyczących utylizacji.
Używaj w dygestoriach chemicznych, gdy tylko jest to możliwe.
Nosić odzież ochronną.

Przechowywanie: 2°
C



8° C



Laboratoria ScyTek, Inc.
205 Południe 600 Zachód
Logan, UT 84321
435-755-9848
Stany Zjednoczone Ameryki

X Autoryzowany przedstawiciel w Europie

EC REP (Tylko kwestie regulacyjne)
EmergoEurope (31)(0) 70 345-8570
ul. Molsstraat 15
2513 BH Haga, Holandia

Procedura dla plamy PAS):

1. W razie potrzeby odparafinować skrawki i uwodnić do wody destylowanej.
2. Jeśli skrawki są utrwalone metodą Zenkera, usuń kryształ chloru rtęci za pomocą jodu i wyczyść tiosiarczanem sodu. Spłucz pod bieżącą wodą z kranu.
3. Zanurz szkiełko w roztworze kwasu okresowego (PAQ250) na 5 minut (10 minut na nerki, skórę i strawione odcinki wątroby).
4. Szkiełko płucz w 4 podmianach wody destylowanej.
5. Zanurz szkiełko w roztworze Schiffa (SRF250) na 15 minut (30 minut dla sekcji wątroby trawionych przez nerki, skórę i diastazę).
6. Opłucz szkiełko w gorącej bieżącej wodzie z kranu.
7. Spłucz szkiełko w wodzie destylowanej.
8. Szkiełko barwić w Hematoxylinie, Mayera (HMM125) przez 2-3 minuty.
9. Płucz szkiełko pod bieżącą wodą z kranu przez 2-3 minuty.
10. Zastosuj odczynnik do niebieszczenia (BRT125) przez 30 sekund.
11. Spłucz w wodzie destylowanej.
12. Odwodnić za pomocą stopniowanych alkoholi.
13. Wyczyść i zamontuj w żywicy syntetycznej.

Odwołania:

1. Culling CFA, Allison RT, Barr WT.: Technika Patologii Komórkowej, 4. edycja. Butterworths, strony 216-220, 1985.
2. Sheenan, D.C., Hrapchak, B.B. Teoria i praktyka histotechniki, wydanie 2. CV Mosby, Columbus, OH. Strony 164-167, 1980.

Przechowywanie: 2° C  8° C

 Laboratoria ScyTek, Inc.
205 Południe 600 Zachód
Logan, UT 84321
435-755-9848
Stany Zjednoczone Ameryki

X Autoryzowany przedstawiciel w Europie
 (Tylko kwestie regulacyjne)
EmergoEurope (31)(0) 70 345-8570
ul. Molsstraat 15
2513 BH Haga, Holandia