

Igm

Disponibilité/Contenu :

Article

Volume

A20063

2 ml

A00063

6 ml

A00063.25

25 ml

Description:

Espèce:	Lapin
Immunogène :	IgM isolé d'un bassin de sérum humains normaux.
Clone:	Polyclonal
Isotype:	N/A
Format:	Cet anticorps a été pré-titré et contrôlé en qualité pour agir sur des sections tissulaires de tissu cryostatique fixées au formol fixé au formol ainsi qu'à l'acétone. Aucune titration supplémentaire n'est nécessaire.
Spécificité:	Cet anticorps réagit avec les mu-chaînes de l'IgM humain. Les anticorps non spécifiques ont été éliminés par absorption en phase solide.
Réactivité des espèces :	Humain
Contrôle positif :	Amygdale
Localisation cellulaire :	Cytoplasme
Titre/dilution de travail :	Aucune dilution supplémentaire n'est nécessaire.
État microbiologique :	Ce produit n'est pas stérile.

Utilisations/Limitations :

Pour un usage diagnostique in vitro.

Ce produit est destiné à l'immunohistochimie qualitative avec des sections tissulaires normales et néoplasiques, fixées au formol, enrichies en paraffine, à observer par microscopie optique. N'utilisez pas la date d'expiration dépassée.

Stockage et stabilité :

2-8° degrés Celsius. Le produit est stable pendant 24 mois à compter de la date de fabrication.

Si le réactif n'est pas stocké comme recommandé, la performance doit être validée par l'utilisateur.

Procédure:

1. Prétraitement des sections tissulaires : La coloration des sections tissulaires fixées et incrustées en paraffine est améliorée par un prétraitement avec Citrate Plus (catalogue ScyTek# CPL500) ou tampon de citrate 10 mM, pH 6,0 (Catalogue ScyTek# CBB500, voir IFU pour les instructions).
2. Temps d'incubation des anticorps primaires : Nous suggérons une période d'incubation de 30 à 60 minutes à température ambiante. Cependant, selon les conditions de fixation et le système de coloration utilisé, l'incubation optimale doit être déterminée par l'utilisateur.
3. Visualisation : Pour une intensité maximale de coloration, nous recommandons le « Retrieval HRP Anti-Polyvalent Lab Pack » (catalogue ScyTek# RPL125, voir IFU pour les instructions) combiné au « DAB Chromogen/Substrate Bulk Pack (High Contrast) » (catalogue ScyTek# ACV500, voir IFU pour les instructions).

Stockage : 2°C  8°C



ScyTek Laboratories, Inc.
205 South 600 West
Logan, UT 84321
U.S.A.



IVD

EC REP

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands

Instructions d'utilisation A00063-IFU-IVD

Rev. Date: July 12, 2008

Révision : 1

Page 2 de 2

P.O. Box 3286 - Logan, Utah 84323, États-Unis - Tel. (800) 729-8350 - Fax (435) 755-0015 - www.scytek.com

Précautions: Contient de l'azide de sodium comme conservateur (0,09 % en v/v).
Ne pipetez pas par la bouche.
Évitez le contact des réactifs et des échantillons avec la peau et les muqueuses.
Éviter une contamination microbienne des réactifs ou une augmentation de coloration non spécifique qui pourrait survenir.
Ce produit ne contient aucune matière dangereuse à un Concentration à déclarer conformément au 29 CFR 1910.1200 des États-Unis, à la norme OSHA sur les communications dangereuses et à la directive CE 91/155/CE.

Références:

Garantie: Aucun produit ni « Instructions d'utilisation (IFU) » ne doit être interprété comme une recommandation d'utilisation en violation de brevets. Nous ne faisons aucune déclaration, garantie ou garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations fournies sur notre IFU ou notre site web. Notre garantie se limite au prix réel payé pour le produit. ScyTek Laboratories, Inc. n'est pas responsable des dommages matériels, des blessures corporelles, du temps ou des efforts ou des pertes économiques causées par nos produits. L'immunohistochimie est une technique complexe impliquant à la fois des méthodes de détection histologique et immunologique. Le traitement et la manipulation des tissus avant l'immunocoloration peuvent entraîner des résultats irréguliers. Les variations dans la fixation et l'encastrement ou la nature inhérente de l'échantillon tissulaire peuvent entraîner des variations dans les résultats. L'activité endogène de la peroxydase ou l'activité de la pseudoperoxydase dans les érythrocytes et la biotine endogène peuvent provoquer des colorations non spécifiques selon le système de détection utilisé.

Stockage : 2°C  8°C

 ScyTek Laboratories, Inc.
205 South 600 West
Logan, UT 84321
U.S.A.



IVD

EC REP

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands